



AUTHENTIEKE OIP GENT VINTAGE LABORATORIUMLAMP (MODEL 763-003...



STARTBEDRAG

€ 25,00

Biedingen

0

Minimum volgend bod

€ 26,25

Loopt tot

28 september 2026 om 20:00

BESCHRIJVING

Deze originele mid-century laboratoriumlamp is geproduceerd door de gerenommeerde Société Belge d'Optique et d'Instruments de Précision (OIP Gent) onder modelnummer 763-003 (Serienummer 1004). Het object dateert uit de jaren '50/'60 en werd oorspronkelijk gebruikt als precisielamp voor microscopie. De lamp verkeert in een goede, ongerestaureerde vintage staat met de originele blauw-grijze hamerslaglak en het authentieke fabrieksplaatje op de zware gietijzeren voet. Dankzij de metalen kartelschroeven is het armatuur volledig in hoogte en hoek verstelbaar. De zwarte lensbehuizing aan de voorzijde werkt soepel, waardoor de lichtbundel handmatig kan worden gefocust. Het object is technisch getest en volledig werkend te zien op de foto's. Een perfect industrieel designobject of verzamelstuk voor liefhebbers van wetenschappelijk antiek. 32cm x 17cm x 16cm

EIGENSCHAPPEN

ID	VEL-19932
Staat	Gebruikt
Verzendmethode	vanaf € 6,60 Afhaalpunt vanaf € 6,60, thuislevering vanaf € 7,49. Zelf afhalen is gratis, bij Kringwinkel Geefpunt Sloepstraat Gent, Sloepstraat 19, 9000 Gent.
Opmerkingen	De lamp vertoont gebruikssporen zoals krassen en beschadigingen aan de verf. Elektrische werking getest en in orde. Geen ontbrekende onderdelen.
CO2-besparing	ongeveer 3,5 kg Geschat op het gemiddelde gewicht in deze categorie (3,54 kg), omdat je het tweedehands koopt in plaats van nieuw.

AFHALEN

KRINGWINKEL GEEFPUNT SLOEPSTRAAT GENT

Sloepstraat 19
9000 Gent

Maandag	08:30 - 16:45
Dinsdag	08:30 - 16:45
Woensdag	08:30 - 16:45
Donderdag	08:30 - 16:45
Vrijdag	08:30 - 16:45
Zaterdag	09:00 - 12:45
Zondag	Gesloten

BIEDINGEN

Er is nog niet geboden op dit stuk.

Scan de QR-code voor de actuele stand van deze veiling.

AANGEBODEN DOOR

OPEN PLAATS

onlineverkoop@openplaats.be
+3292272564
BTW BE0465876449
14 dagen retourrecht. Een bod is bindend en kan niet meer ingetrokken worden.